

Betroffene Eltern finden hilfreiche Informationen in unserem Ratgeber *Das Richtige für mein Kind. Die Geschichte von Conny Colon und Anton Anus* und *Die lustigen Geschichten von Bella Blase & ihren Freunden* thematisieren die menschliche Anatomie und jeweilige Krankheitslehre auf kindgerechte Art.

Kontaktieren Sie unser Beratungsteam für weitere Informationen.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München

Beratungsteam

Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Bergmillergasse 5/1/1
A-1140 Wien

Bestellung und Beratung

Telefon: 01/877 08 00
Telefax 01/877 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Liberty Medical Switzerland AG
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung

Telefon: 0800 55 38 39 – gebührenfrei
Mo. - Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.“

CE Hollister und Logo sowie Conform 2, Lock 'n Roll, Pouchkins, SoftFlex und „Gesunde Haut. Gute Aussichten“ sind Markenzeichen von Hollister Incorporated. © 2019 Hollister Incorporated

L08090/08.2019



Eine gute Lösung

von Anfang an

Pouchkins

Ein- und zweiteilige Stomaversorgung für Kinder

Unsere Kleinen verdienen etwas Besonderes und das schon immer.

Kinder brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit,

denn die Haut von Neugeborenen ist 40-60% dünner als die eines Erwachsenen.¹ Der SoftFlex Hautschutz der Pouchkins Kinderversorgung ist sanft und sehr gut für die empfindliche Baby- und Kinderhaut geeignet. In gleichem Maß wie Kinder verschiedene Alters- und Entwicklungsstufen durchlaufen, entwickeln sich auch ihre Ansprüche an eine Stomaversorgung. Die Linie der Pouchkins Produkte bietet ein Komplettsortiment aus ein- und zweiteiligen Stomaprodukten für die Kinderversorgung.

Klebekopplung für die Kleinsten

- Klebeverbindung zwischen Hautschutzplatte und Beutel macht das System besonders flexibel
- Verringert den Druck auf die Bauchdecke



Sanfter Hautschutz

- Pouchkins Produkte verfügen über den extra flachen, sehr flexiblen und sanften SoftFlex Hautschutz
- Durchgehender Hautschutz ohne Vorstanzung ermöglicht ein individuelles Zuschneiden



Individuell kombinierbar

- Pouchkins Basisplatte ist kombinierbar mit Conform 2 Kolostomie-, Ausstreif- oder Urostomiebeuteln



Untergreifbarer Rastring

- Pouchkins Basisplatte besitzt einen Zentrumverschluss mit untergreifbarem Rastring
- Verhindert ungewolltes Ablösen des Beutels
- Vereinfacht das Anbringen des Beutels ohne Druck auf die Bauchdecke



Integrierter Lock 'n Roll Verschluss

- Komfortables Verschließen durch dreimaliges Falten des Lock 'n Roll Verschlusses in Richtung Beutelseite
- Nebeneinander angeordnete Kunststoffdruckknöpfe greifen beim Verschließen spürbar ineinander
- Extra verstärkter Rand für einfaches Entleeren des Beutels und hygienische Reinigung des Auslasses



	Stoma Ø mm	Volumen / Länge	Rastring Ø mm	Farbe	Bestellnr.	PZN	Inhalt / Packung
2-teilig Baby							
	0-15	50 ml	-	●	3777	00733760	15
2-teilig Baby							
	0-22/35	190 ml	-	●	3778	00733814	15
1-teilig Baby und Kleinkind							
	0-38	230 ml	-	●	3796	00733777	10
							
1-teilig Baby und Kleinkind							
	0-38	230 ml	-	●	3797	00733837	10
1-teilig Baby und Kleinkind							
	0-51	280 ml	-	●	3795	00756620	10
2-teilig Kind							
	0-32	-	45	-	3761	00756614	5
2-teilig Kind							
	-	230 ml	45	●	3799	00745177	10
2-teilig							
	-	250 ml	45	●	24410	00733464	30
							
2-teilig							
	-	280 ml	45	●	24743	00207362	30
2-teilig							
	-	290 ml	45	●	24790 24890	10812590 10812621	10
Zubehör							
Zubehör	-	25-43 cm	-	-	3774	00756755	1

¹ Quelle: Lund CH, Tucker JA. Adhesion and newborn skin In: Hoath SB, Maibach HI eds. Neonatal skin: Structure and Function. 2nd ed. New York, NY: Marcel Dekker; 2003: p. 308

* Den Boxen liegen Sticker mit lustigen Figuren bei. An diesen Stickern ist Platz, um die Zeit bzw. das Datum des letzten Beutelwechsels zu vermerken.